


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-P-Cadherina Para Wb, If, Fc Y Elisa - P22223

Número de artículo: CM0004106



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra la P-cadherina humana (CDH3), validado para WB, IF/ICC, IF-P, FC y ELISA. Reconoce la proteína P-cadherina endógena (~87/91 kDa). Ideal para la investigación de adhesión celular y carcinomas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-P-cadherina
Observaciones/Alias	CDHP; HJMD; PCAD
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	1001
ID de gen	1001
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 108-654 de la P-cadherina humana (NP_001784.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, FC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P22223
Peso de la proteína	87 kDa/91 kDa
Envío	Bolsa de hielo