

Anticuerpo Monoclonal Anti-Glicoproteína P Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P08183

Número de artículo: CM0005227



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la Glicoproteína P (ABCB1/MDR1) con aplicaciones validadas en WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para estudios de resistencia a múltiples fármacos y transportadores.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo contra Glicoproteína P
Observaciones/Alias	CLCS; MDR1; P-GP; PGY1; ABC20; CD243; GP170; p-170
Especie	Humano
GeneID (humano)	5243
GeneID	5243
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 603-692 de la Glicoproteína P humana (NP_000918.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P08183
Peso Proteico	141kDa
Envío	Bolsa de hielo