


Anticuerpo Policlonal Anti-P Glicoproteína Para Wb, If/Icc, Elisa - P08183

Número de artículo: CM0018597



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-P glicoproteína de alta calidad para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta la proteína ABCB1 (MDR1) humana, de ratón y de rata. Adecuado para la investigación de la resistencia a múltiples fármacos y el transporte de fármacos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra la P glicoproteína
Observaciones/alias	CLCS; MDR1; P-GP; PGY1; ABC20; CD243; GP170; p-170; P glicoproteína
Especie	Humana
GeneID	5243
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 603-692 de la P glicoproteína humana (NP_000918.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	P08183
Peso de la proteína	141 kDa
Envío	Bolsa de hielo