

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Glicoproteína P Para Wb, Elisa - P08183

Número de artículo: CM0002814



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la Glicoproteína P humana (ABCB1/MDR1), validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de resistencia multidroga y transporte de fármacos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado KO] Anticuerpo monoclonal de conejo Anti-Glicoproteína P
Observaciones/Alias	CLCS; MDR1; P-GP; PGY1; ABC20; CD243; GP170; p-170; Glicoproteína P
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5243
GeneID	5243
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 393-710 de la Glicoproteína P humana (P08183).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P08183
Peso Proteico	141kDa
Envío	Bolsa de hielo