

Anti-P Glicoproteína Conejo Pab - P08183

Número de artículo: CM0018213



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la P Glicoproteína humana (ABCB1). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Herramienta clave para estudios de resistencia a múltiples fármacos y transportadores ABC.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	P Glicoproteína Conejo pAb
Observaciones/Alias	CLCS; MDR1; P-GP; PGY1; ABC20; CD243; GP170; p-170; P Glicoproteína
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5243
GeneID	5243
Inmunógeno	Proteína recombinante, Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 590-689 de la P Glicoproteína humana (NP_000918.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P08183
Peso Proteico	141kDa
Envío	Bolsa de hielo