

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-P150 Caf1 (Subunidad P150 De Caf-1) Para Wb Y Elisa - Q13111

Número de artículo: CM0022717



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la proteína p150 CAF1 (CHAF1A) humana, la subunidad p150 del factor de ensamblaje de cromatina 1. Validado para Western blot y ELISA. Adecuado para investigación sobre ensamblaje de cromatina, replicación del ADN y reparación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	p150 CAF1 Rabbit pAb
Notas / Alias	CAF1; P150; CAF-1; CAF1B; CAF1P150; p150 CAF1
Especie	Humano
GeneID (humano)	10036
GeneID	10036
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 de la proteína p150 CAF1 humana (NP_005474.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q13111
Peso molecular de la proteína	107kDa
Envío	Bolsa de hielo