

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-P150 Caf1 Para Wb, Elisa - Q13111

Número de artículo: CM0009898



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra p150 CAF1 humano (CHAF1A), validado para Western blot y ELISA. Ideal para estudiar el ensamblaje de cromatina y los procesos de replicación/reparación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo p150 CAF1
Observaciones/Alias	CAF1; P150; CAF-1; CAF1B; CAF1P150; p150 CAF1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10036
GeneID	10036
Inmunógeno	Péptido Sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q13111
Peso Proteico	107kDa
Envío	Bolsa de hielo