


Anticuerpo Policlonal Anti-P16-Arc/Arpc5 Para Wb, Elisa - O15511

Número de artículo: CM0029316



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ARPC5 humano (p16-ARC), validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Herramienta esencial para el estudio del complejo Arp2/3, la dinámica de actina y la reparación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	p16-ARC/ARC16/ARPC5 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ARC16; p16-Arc; dj127C7.3; p16-ARC/ARC16/ARPC5
Especie	Humano
GeneID	10092
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 1-154 de ARPC5 humano (NP_001257368.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O15511
Peso proteico	16kDa
Envío	Bolsa de hielo