

Anticuerpo Policiano Anti-P16 Ink4A Para Wb - P51480

Número de artículo: CM0019164

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido al extremo N de p16 INK4A. Validado para WB y ELISA con reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para el estudio de la regulación del ciclo celular y la supresión tumoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	p16 INK4A Rabbit pAb
Notas/Alias	Arf; p16; MTS1; Pctr1; p19ARF; p16INK4a; p19<ARF>; ARF-INK4a; INK4a-ARF; Ink4a/Arf; p16(INK4a); p16 INK4A
Especie	Ratón
ID del Gen (Humano)	1029
ID del Gen	12578
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de p16 INK4A de ratón. (NP_001035744.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P51480
Peso Molecular de la Proteína	17KDa
Envío	Bolsa de hielo