


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-P19Arf Para Wb, Elisa - Q64364

Número de artículo: CM0021935



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra p19ARF de ratón (supresor de tumores ARF), validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano. Adecuado para estudios del ciclo celular y supresión de tumores.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	p19ARF Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Arf; MTS1; Pctr1; p19ARF; p19<ARF>; ARF-INK4a; INK4a-ARF; Ink4a/Arf;
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	1029
GeneID	12578
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de p19ARF de ratón (NP_034007.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q64364
Peso Proteico	19 kDa
Envío	Bolsa de hielo