


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-P23/Ptges3 Para Ihc-P, Elisa - Q15185

Número de artículo: CM0017453



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a P23/PTGES3 (cPGES), validado para IHC-P y ELISA. Detecta proteínas de humano, ratón y rata; reactivo clave para estudiar la síntesis de prostaglandina E2 y las funciones de chaperona molecular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	P23/PTGES3 Rabbit pAb
Notas / Alias	P23, TEBP, cPGES
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	10728
ID del gen	10728
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-110 de P23/PTGES3 humano (NP_006592.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15185
Peso de la proteína	19kDa
Envío	Bolsa de hielo