


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-P23/Ptges3 Para Wb Y Elisa - Q15185

Número de artículo: CM0030506



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PTGES3 humano (Prostaglandina E sintasa 3, cPGES). Validado para inmunotransferencia (Western blot) y ELISA; presenta reacción cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la biosíntesis de prostaglandinas, la función de chaperona y la regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	P23/PTGES3 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	P23; TEBP; cPGES; P23/PTGES3
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	10728
ID del Gen	10728
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de P23/P23/PTGES3 humano (NP_006592.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15185
Peso Proteico	19kDa
Envío	Bolsa de hielo