

Anticuerpo Policlonal Anti-P2Rx3 Para Wb, Elisa - P56373

Número de artículo: CM0017305



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para P2RX3 humano (purinoceptor 3 P2X), adecuado para WB y ELISA. Detecta P2RX3 de ratón y rata. El objetivo es un canal iónico activado por ATP implicado en el procesamiento sensorial y la percepción del dolor.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	P2RX3 pAb de conejo
Observaciones/Alias	P2X3; P2RX3
Especie	Humano
ID del gen (humano)	5024
ID del gen	5024
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	P56373
Peso de la proteína	44 kDa
Envío	Bolsa de hielo