

Anticuerpo Policlono Anti-P2Rx4 Para If/Icc, If-P, Elisa - Q99571

Número de artículo: CM0024352



Introducción

Anticuerpo policlono de conejo contra P2RX4 humano (P2X4 purinoceptor, canal catiónico activado por ATP). Validado para IF/ICC, IF-P, ELISA. Detecta P2RX4 humano y de rata. Ideal para estudiar la respuesta inmune y la neuroinflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	P2RX4 Rabbit pAb
Notas/Alias	P2X4; P2X4R; P2RX4
Especie	Humano
GeneID	5025
Inmunógeno	Péptido sintético: un péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 111-211 de P2RX4 humano (NP_002551.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IF/ICC, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q99571
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo