

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-P2Rx4 Para Wb, If-P, Elisa - Q99571

Número de artículo: CM0004889



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra P2RX4 humano (purinoceptor P2X4). Validado para WB, IF-P, ELISA; presenta reacción cruzada con humano, ratón, rata. Una herramienta útil para estudiar canales iónicos activados por ATP en inmunología y neurociencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo P2RX4
Observaciones/Alias	P2X4; P2X4R; P2RX4
Especie	Humano
GeneID	5025
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 55-338 de P2RX4 humano (NP_002551.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q99571
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo