

Anticuerpo Policlonal Anti-P2Rx5 Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q93086

Número de artículo: CM0016007

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra P2RX5 humano (P2X5, LRH-1), validado para WB, IF/ICC, IF-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar los canales iónicos activados por ATP en el cerebro y los tejidos inmunitarios.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	P2RX5 Rabbit pAb
Observaciones/Sinónimos	P2X5; LRH-1; P2X5R; P2RX5
Especie	Humano
GeneID (humano)	5026
GeneID	5026
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 341-422 de P2RX5 humano (NP_002552.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q93086
Peso de la proteína	47 kDa
Envío	Bolsa de hielo