


Anticuerpo Policlonal Anti-P2Rx7 Para Wb, Elisa - Q99572

Número de artículo: CM0015480



Introducción

P2RX7 Conejillo pAb es un anticuerpo policlonal validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada hacia ratón y rata. Diana: Receptor P2X7 (Q99572), un canal iónico activado por ATP involucrado en inflamación y muerte celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	P2RX7 Conejillo pAb
Observaciones/Alias	P2X7; P2RX7
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	5027
ID de Gen	5027
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 47-334 del P2RX7 humano (NP_002553.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q99572
Peso Proteico	69kDa
Envío	Bolsa de hielo