


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-P2Ry1 Para Wb Y Elisa - P47900

Número de artículo: CM0029089



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra P2RY1 humano (P2Y1 purinoceptor 1), validado para WB y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Útil para el estudio de la agregación plaquetaria mediada por ADP y la hemostasia.

[Aprende más](#)

Nombre del producto	Observaciones/Alias	Especie	GeneID (Humano)	GeneID	Inmunógeno	Origen	Categoría	Aplicación	Reactividad cruzada	SWISS	Peso proteico	Envío
P2RY1 Rabbit pAb	P2Y1, SARCC, P2RY1	Humano	5028	5028	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 274-373 de P2RY1 humano (NP_002554.1).	Conejo	Anticuerpos policlonales	WB, ELISA	Humano, Ratón, Rata	P47900	42kDa	Bolsa de hielo