

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-P2Ry10 Para Wb, Elisa - 000398

Número de artículo: CM0024036



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra P2RY10 (putativo purinoceptor P2Y 10), validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Útil para estudiar la señalización purinérgica acoplada a proteína G.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	P2RY10 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	LPS2; P2Y10; LYPSR2; P2RY10
Especie	Humano
GeneID (Humano)	27334
GeneID	27334
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200 al extremo C-terminal del P2RY10 humano (NP_001311147.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	000398
Peso Proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo