

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-P2Ry11 Para If/Icc Y Elisa - Q96G91

Número de artículo: CM0023120

### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-P2RY11 de alta calidad para muestras humanas y de ratón. Validado para aplicaciones de IF/ICC y ELISA. Detecta el receptor P2Y purinoceptor 11 (P2Y11), un receptor acoplado a proteína G, de aproximadamente 40 kDa.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | P2RY11 Rabbit pAb                                                                                                    |
| Observaciones/Alias | P2RY11; P2Y11; P2Y purinoceptor 11                                                                                   |
| Especie             | Humano                                                                                                               |
| ID del gen (humano) | 5032                                                                                                                 |
| Inmunógeno          | Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de P2RY11 humano (NP_002557.2). |
| Origen              | Conejo                                                                                                               |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                             |
| Aplicación          | IF/ICC, ELISA                                                                                                        |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón                                                                                                        |
| SWISS               | Q96G91                                                                                                               |
| Peso proteico       | 40kDa                                                                                                                |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                       |