

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-P2Ry11 Para Wb, Elisa - Q96G91

Número de artículo: CM0023711

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la purinorreceptora P2Y 11 humana (P2RY11), validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación de la señalización de receptores acoplados a proteínas G.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	P2RY11 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	P2Y11; P2RY11
Especie	Humana
GeneID (humano)	5032
GeneID	5032
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 300-379 de la P2RY11 humana (NP_002557.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96G91
Peso proteico	40kDa
Envío	Bolsa de hielo