


Anticuerpo Policlonal Anti-P2Ry12 Para Wb, If-P, Elisa - Q9H244

Número de artículo: CM0022821



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra P2RY12 humano (receptor de purina P2Y 12), validado para WB, IF-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata.

Esencial para la investigación de la agregación plaquetaria y la hemostasia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	P2RY12 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HORK3; P2Y12; ADPG-R; BDPLT8; SP1999; P2T(AC); P2Y(AC); P2Y(12)R; P2Y(ADP); P2Y(cyc); P2RY12
Especie	Humano
GeneID	64805
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 243-342 del P2RY12 humano (NP_795345.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H244
Peso Proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo