

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-P2Ry14 Para Wb, Ihc-P Y Elisa - Q15391

Número de artículo: CM0027869



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra P2RY14 humano (receptor P2Y14, GPR105), validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la señalización de UDP-glucosa y la biología de los GPCR.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	P2RY14 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	P2Y14; BPR105; GPR105; P2RY14
Especie	Humano
GeneID (humano)	9934
GeneID	9934
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 209-338 del P2RY14 humano (NP_055694.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15391
Peso Proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo