


Anticuerpo Policlonal Anti-P2Ry2 Para Wb, Elisa - P41231

Número de artículo: CM0013723



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido al P2RY2 humano (P41231), validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para la investigación de señalización de GPCR.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	P2RY2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	P2U; HP2U; P2U1; P2UR; P2Y2; P2RU1; P2Y2R; P2RY2
Especies	Humano
GeneID (humano)	5029
GeneID	5029
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 278-377 del P2RY2 humano (NP_788086.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P41231
Peso Proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo