

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-P2Y12 Para Wb, If-P, Elisa - Q9Cpv9

Número de artículo: CM0002872

Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo Anti-P2Y12 validado para Western blot, IF-parafina y ELISA. Detecta P2Y12 de ratón y rata, un receptor de ADP plaquetario crítico para la investigación de la hemostasia y la trombosis. Ideal para estudios de coagulación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	P2Y12 Ac. m. Conejo
Observaciones/Alias	P2Y12; 2900079B22Rik; 4921504D23Rik
Especie	Ratón
GeneID (humano)	28996
GeneID	70839
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 120-347 del P2Y12 de ratón (Q9CPV9)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q9CPV9
Peso Proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo