

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-P38 Mapk (Validado Por Ko) Para Wb, Elisa - Q16539

Número de artículo: CM0008646



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-p38 MAPK validado por KO para Western blot y ELISA. Detecta p38 MAPK humana, de ratón y de rata (41 kDa). Adecuado para investigación de señalización MAPK, inflamación y respuesta al estrés.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] p38 MAPK Anticuerpo monoclonal de conejo (mAb)
Observaciones/Alias	RK; p38; CSBP; EXIP; Mxi2; CSBP1; CSBP2; CSPB1; PRKM14; PRKM15; SAPK2A; p38ALPHA; PK
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1432
GeneID	1432
Inmunógeno	Péptido Sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16539
Peso Proteico	41kDa
Envío	Bolsa de hielo