

Anticuerpo Policlonal Anti-P38 Mapk Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q16539

Número de artículo: CM0013074



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra p38 MAPK humana (MAPK14), adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de la señalización del estrés, la inflamación y la apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	p38 MAPK Rabbit pAb
Observaciones/Sinónimos	RK; p38; CSBP; EXIP; Mxi2; CSBP1; CSBP2; CSPB1; PRKM14; PRKM15; SAPK2A; p38ALPHA
Especie	Humana
ID del gen	1432
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 261-360 de p38 MAPK humana (NP_620581.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	Q16539
Peso de la proteína	41 kDa
Envío	Bolsa de hielo