


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-P38 Mapk Para Wb, If/Icc, Elisa - Q16539

Número de artículo: CM0005186



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Anti-p38 MAPK validado para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta la proteína MAPK14 humana, de ratón y de rata. Adecuado para el estudio de las cascadas de quinasas MAPK activadas por estrés.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	p38 MAPK Rabbit mAb
Observaciones/Alias	RK; p38; CSBP; EXIP; Mxi2; CSBP1; CSBP2; CSPB1; PRKM14; PRKM15; SAPK2A; p38ALPHA; p38 MAPK
Especie	Humano
ID de Gen	1432
Inmunógeno	Péptido Sintético; Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 de la p38 MAPK humana (Q16539)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16539
Peso Proteico	41kDa
Envío	Bolsa de hielo