

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-P38 Mapk Para Wb - Q16539

Número de artículo: CM0016520



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra p38 MAPK humano (SWISS: Q16539). Validado para WB, IHC-P y ELISA con reactividad cruzada con ratón y rata. Detecta una proteína de 41 kDa. Adecuado para investigación sobre inflamación, apoptosis y estrés celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	p38 MAPK Rabbit pAb
Notas/Alias	RK; p38; CSBP; EXIP; Mxi2; CSBP1; CSBP2; CSPB1; PRKM14; PRKM15; SAPK2A; p38ALPHA; p38 MAPK
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1432
GeneID	1432
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 261-360 de p38 MAPK humano (NP_620581.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16539
Peso molecular de la proteína	41kDa
Envío	Bolsa de hielo