

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-P47Phox/Ncf1 Para Wb, Elisa - P14598

Número de artículo: CM0007735



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra p47phox/NCF1 humano (P14598). Validado para WB y ELISA, detecta una proteína de 45 kDa esencial para la actividad de la oxidasa NADPH. Adecuado para estudios de CGD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	p47phox/NCF1 mAb de conejo
Observaciones/Alias	CGD1; NCF1A; NOXO2; p47phox; SH3PXD1A; p47phox/NCF1
Especie	Humana
GeneID (humano)	653361
GeneID	653361
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 291-390 de p47phox/NCF1 humano (P14598).
Fuente	Ratón
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P14598
Peso de la proteína	45 kDa
Envío	Bolsa de hielo