


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-P4Ha1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P13674

Número de artículo: CM0013777



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a P4HA1 humano. Validado para Western blot, IF/ICC y ELISA. Detecta una banda de 61 kDa; reacciona con humano, ratón y rata. Esencial para la investigación de la biosíntesis de colágeno.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	P4HA1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	P4HA; P4HA1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5033
GeneID	5033
Inmunógeno	Péptido sintético; Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 235-534 del P4HA1 humano (NP_001017962.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P13674
Peso Proteico	61kDa
Envío	Bolsa de hielo