

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-P4Ha2 Para Wb Y Elisa - O15460

Número de artículo: CM0006875

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo fiable dirigido contra P4HA2 humana, validado para Western blot y ELISA. Adecuado para investigación sobre hidroxilación de colágeno, fibrosis y actividad de prolil 4-hidroxilasa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	P4HA2 Rabbit mAb
Notas/Alias	MYP25; IncRNA-PE; P4HA2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8974
GeneID	8974
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 157-333 de la P4HA2 humana (NP_004190.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	O15460
Peso de la proteína	61 kDa
Envío	Bolsa de hielo