

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-P4Ha2 Para Wb, If/Icc, Elisa - O15460

Número de artículo: CM0026932



Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo P4HA2 detecta P4HA2 humano (61 kDa) mediante WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la hidroxilación del colágeno y la biología de la matriz extracelular en tejidos de corazón, placenta, pulmón y páncreas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	P4HA2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	MYP25; lncRNA-PE; P4HA2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	8974
ID de Gen	8974
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 239-333 del P4HA2 humano (NP_004190.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O15460
Peso Proteico	61 kDa
Envío	Bolsa de hielo