

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-P4Ha3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q7Z4N8

Número de artículo: CM0013194

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-P4HA3 para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta P4HA3 humano, de ratón y de rata, una subunidad de la prolil 4-hidroxilasa del colágeno. Adecuado para estudios de matriz extracelular y fibrosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	P4HA3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	P4HA3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	283208
GeneID	283208
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-110 del P4HA3 humano (NP_878907.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q7Z4N8
Peso Proteico	61kDa
Envío	Bolsa de hielo