

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-P4Hb Para Wb, Ihc-P, Elisa - P07237

Número de artículo: CM0002132



Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo P4HB validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con P4HB humano, de ratón y de rata, una proteína disulfuro-isomerasa de 57 kDa implicada en la regulación redox y el plegamiento de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	P4HB Rabbit mAb
Observaciones/Alias	DSI; GIT; PDI; PHDB; PDIA1; PO4DB; PO4HB; PROHB; CLCRP1; ERBA2L; P4Hbeta; P4HB
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5034
GeneID	5034
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 409-508 del P4HB humano (P07237)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P07237
Peso Proteico	57kDa
Envío	Bolsa de hielo