

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-P4Hb Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P07237

Número de artículo: CM0016551



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra P4HB humano (proteína disulfuro isomerasa) validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para el estudio del plegamiento de proteínas, el estrés del RE y la biosíntesis de colágeno.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	P4HB Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DSI; GIT; PDI; PHDB; PDIA1; PO4DB; PO4HB; PROHB; CLCRP1; ERBA2L; P4Hbeta; P4HB
Especie	Humano
GeneID	5034
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 329-508 de P4HB humano (NP_000909.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P07237
Peso de la proteína	57 kDa
Envío	Bolsa de hielo