

Polimab® Anti-P4Hb De Conejo Para Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P07237

Número de artículo: CM0002026



Introducción

El PolimAb® anti-P4HB de conejo es un anticuerpo monoclonal contra la proteína disulfuro isomerasa, validado para WB, IP, IF/ICC, IHC-P y ELISA en humanos, ratones y ratas. Ideal para el estudio de la formación de enlaces disulfuro y el plegamiento de proteínas en el retículo endoplásmico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PolimAb® anti-P4HB de conejo
Observaciones/Alias	DSI; GIT; PDI; PHDB; PDIA1; PO4DB; PO4HB; PROHB; CLCRP1; ERBA2L; P4Hbeta
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	5034
ID del gen	5034
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 329-508 de la P4HB humana (NP_000909.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P07237
Peso de la proteína	57 kDa
Envío	Bolsa de hielo