

Anticuerpo Monoclonal Anti-P53 Dinp1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96A56

Número de artículo: CM0012768

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra p53 DINP1 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para investigación en autofagia y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	p53 DINP1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	SIP; Teap; p53DINP1; TP53DINP1; TP53INP1A; TP53INP1B; p53 DINP1
Especie	Humano
ID del Gen	94241
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 de p53 DINP1 humano (Q96A56)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96A56
Peso Proteico	27kDa
Envío	Bolsa de hielo