

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-P53 (Fosfo S392) Para Wb Y Elisa - P04637

Número de artículo: CM0000757



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo fosfo-específico contra la p53 humana en la serina 392, validado para Western blot y ELISA con reactividad cruzada en rata. Ideal para estudiar la respuesta al daño del ADN, la apoptosis y las vías de supresión tumoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo Fosfo-p53-S392
Observaciones/Alias	P53; BCC7; LFS1; BMF55; TRP53; Fosfo-p53-S392
Especie	Humano
GeneID	7157
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de S392 de la p53 humana (P04637)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Rata
SWISS	P04637
Peso Proteico	44kDa
Envío	Bolsa de hielo