


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-P53 Para Wb, Ip, Elisa - P04637

Número de artículo: CM0002946



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra p53 humano (P04637). Validado por KO para Western blot, inmunoprecipitación y ELISA. Reacciona con muestras humanas. Ideal para investigación sobre supresores tumorales y apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] p53 mAb de conejo
Observaciones/Alias	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; 53
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	7157
ID del gen	7157
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-393 de la p53 humana (NP_000537.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P04637
Peso de la proteína	44kDa
Envío	Bolsa de hielo