


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-P53 (Validado Por Ko) Para Wb, Ihc-P, If/Icc - P02340

Número de artículo: CM0010622



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-p53 validado por KO para Western blot, IHC-P e IF/ICC. Detecta p53 de humano, ratón y rata. Inmunógeno de péptido sintético, 43 kDa. Para investigación en cáncer y estudios de apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	[Validado por KO] p53 Conejo mAb
Observaciones/Alias	bbl; bfy; bhy; p44; p53; Tp53
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	7157
GeneID	22059
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P02340
Peso de la proteína	43 kDa
Envío	Bolsa de hielo