


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-P53 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P02340

Número de artículo: CM0018896



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a la proteína supresora de tumores p53. Validado para aplicaciones de WB, IHC-P, IF/ICC, IP y ELISA en muestras humanas y de ratón. Apto para investigación sobre apoptosis, ciclo celular y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	p53 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	bbl; bfy; bhy; p44; p53; Tp53
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	7157
GeneID	22059
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 290-390 de la p53 de ratón (NP_035770.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P02340
Peso de la proteína	43kDa
Envío	Bolsa de hielo