

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-P53 Para Wb, Ip, Elisa - P04637

Número de artículo: CM0029942



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la p53 humana, validado para Western blot, inmunoprecipitación y ELISA. Detecta la proteína supresora de tumores p53 de 44kDa, un regulador clave de la detención del ciclo celular y la apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	p53 Conejo pAb
Observaciones/Alias	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; p53
Especie	Humano
ID del gen	7157
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 218-390 de la p53 humana (NP_035770.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P04637
Peso proteico	44kDa
Envío	Bolsa de hielo