


Polimab® De Conejo Anti-P53 (Validado Por Ko) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P04637

Número de artículo: CM0006844



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo validado por KO contra p53 humano. Adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Inmunógeno de proteína recombinante, reacciona de forma cruzada con humano. Ideal para investigación de cáncer y estudios de apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	p53 Rabbit PolymAb® [Validado por KO]
Notas/Alias	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7157
GeneID	7157
Inmunógeno	Proteína recombinante de p53 humano.
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P04637
Peso de la proteína	44kDa
Envío	Bolsa de hielo