

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-P60 Caf1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q13112

Número de artículo: CM0010482



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la p60 CAF1 humana (CHAF1B), un factor de ensamblaje de cromatina involucrado en el ensamblaje de nucleosomas durante la replicación y reparación del ADN. Validado para aplicaciones de WB, IHC-P y ELISA.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo p60 CAF1
Observaciones/Alias	CAF1; MPP7; CAF-1; CAF1A; CAF1P60; CAF-IP60; MPHOSPH7; p60 CAF1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	8208
ID del Gen	8208
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 459-559 de la p60 CAF1 humana (Q13112)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q13112
Peso Proteico	61kDa
Envío	Bolsa de hielo