

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-P60 Caf1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q13112

Número de artículo: CM0024710



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra p60 CAF1 humano (CHAF1B, CAF-1 p60) validado para WB, IHC-P y ELISA. Reconoce humano, ratón y rata. Ideal para estudios de ensamblaje de cromatina y replicación de ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-p60 CAF1
Observaciones/Alias	CAF1; MPP7; CAF-1; CAF1A; CAF1P60; CAF-IP60; MPHOSPH7; p60 CAF1
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	8208
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 270-559 de la p60 CAF1 humana (NP_005432.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13112
Peso de la proteína	61 kDa
Envío	Bolsa de hielo