

Anticuerpo Policlonal Anti-P63 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9H3D4

Número de artículo: CM0017601



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra p63 humano (TP63) validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Para uso en investigación en apoptosis, biología de células madre epiteliales y desarrollo de extremidades.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	p63 Conejo pAb
Observaciones/Alias	AIS; KET; LMS; NBP; RHS; p40; p51; p63; EEC3; OFC8; p73H; p73L; SHFM4; TP53L; TP73L; p53CP; TP53CP; B(p51A); B(p51B)
Especie (Objetivo)	Humano
ID de Gen (Humano)	8626
ID de Gen	8626
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-160 de p63 humano (NP_003713.3).
Origen (Hospedero)	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H3D4
Peso Molecular de la Proteína	45-77 kDa
Envío/Transporte	Bolsa de hielo