

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-P63 Para Ihc-P, Elisa - Q9H3D4

Número de artículo: CM0011853



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra p63 para IHC-P y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para la investigación de la morfogénesis epitelial y la biología de células madre. SWISS: Q9H3D4.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	p63 mAb de conejo
Observaciones/alias	AIS; KET; LMS; NBP; RHS; p40; p51; p63; EEC3; OFC8; p73H; p73L; SHFM4; TP53L; TP73L; p53CP; TP53CP; B(p51A); B(p51B)
Especie	Humano
ID del gen	8626 (humano)
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 581-680 de p63 humano (NP_003713.3).
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9H3D4
Peso de la proteína	45-77 kDa
Envío	Bolsa de hielo