

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-P63 Para Wb, Elisa, Chip - Q9H3D4

Número de artículo: CM0005135



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra la p63 humana (TP63). Validado para WB, ELISA y ChIP, detecta la p63 humana y de rata con un peso molecular de 45-77 kDa. Ideal para estudiar la regulación de la transcripción, la morfogénesis epitelial y el desarrollo de las extremidades.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	p63 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	AIS; KET; LMS; NBP; RHS; p40; p51; p63; EEC3; OFC8; p73H; p73L; SHFM4; TP53L; TP73L; p53CP; TP53CP; B(p51A); B(p51B)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8626
GeneID	8626
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 581-680 de la p63 humana (NP_003713.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA, ChIP
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q9H3D4
Peso Proteico	45-77 kDa
Envío	Bolsa de hielo