

## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-P63 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H3D4

Número de artículo: CM0003385



### Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido a la p63 humana (Proteína tumoral 63). Validado para WB, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano y ratón. Adecuado para investigación sobre desarrollo epitelial y cáncer.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | p63 mAb de conejo                                                                                                             |
| Observaciones/Alias | AIS; KET; LMS; NBP; RHS; p40; p51; p63; EEC3; OFC8; p73H; p73L; SHFM4; TP53L; TP73L; p53CP; TP53CP; B(p51A); B(p51B)          |
| Especie             | Humano                                                                                                                        |
| ID de gen (Humano)  | 8626                                                                                                                          |
| ID de gen           | 8626                                                                                                                          |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-203 de la p63 humana (Q9H3D4). |
| Origen              | Conejo                                                                                                                        |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                                                                                                      |
| Aplicación          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                              |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón                                                                                                                 |
| SWISS               | Q9H3D4                                                                                                                        |
| Peso de la proteína | 45-77 kDa                                                                                                                     |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                |